セラムピーリング美顔器



1台で4役のプロ級エステケア

セラム ピーリング マイクロ カレント マッサ*ー*ジ イオン プラス 導出

イオン マイナス 導入

セラムピーリング美顔器のポイント

薄型で 軽量

シッカリ毛穴洗浄

コードレスで 使いやすい

リフトアップ



ヘッド部分は傷に 強いステンレス製



ハリ・ツヤ 透明感

操作が簡単

①セラムピーリング



毎秒24,000回の 超音波振動


①セラムピーリング



超音波の振動で、ミスト状の 化粧水が毛穴に入り込み 汚れを浮き上がらせて メイク汚れや古い皮脂を取り除く。

②イオンプラス導出

電気の力で ミクロな汚れを 浮かせて吸着!



③イオンマイナス導入



電気の力で 美容液の有効成分を お肌の奥にチャージ!

4マッサージ

微弱電流(マイクロカレント)でリフトアップ!



~マイクロカレントとは~

微弱電流の事。お肌に電流を流すことで細胞や筋肉などを活性化! シミやしわ、小顔など美肌効果!

☆とっても簡単使用方法☆

- クレンジングで洗顔
- •ローションを顔全体にたっぷり
- 1ピーリング(ピーリング後は浮き上がった汚れをふき取る)
- ③イオンマイナス導入(両側の電極部分を握りながら)
- 4マッサージ
- ・美容液で顔全体を整えて終了!



セラムピーリング美顔器



肌きらめく 私の自信へ!